



[ERGO-FIT CYCLE 4000 ERGOMETER](#)

SKU: GM092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Physiotherapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Ergo-Fit CYCLE 4000 Ergometer** ist ein hochmodernes Trainingsgerät, das speziell für den professionellen Einsatz in Rehabilitationszentren, Kliniken und Fitnessstudios entwickelt wurde. Es kombiniert präzise Messtechnik mit ergonomischem Design, um ein effektives und sicheres Ausdauertraining zu gewährleisten.

Technische Merkmale:

- **Präzise Widerstandseinstellung:** Das Gerät verfügt über eine stufenlose, elektromagnetische Widerstandsregelung, die eine exakte Dosierung der Trainingsintensität ermöglicht und somit optimal auf den individuellen Trainingszustand abgestimmt werden kann.
- **Ergonomisches Design:** Der Sattel und der Lenker sind mehrfach verstellbar, um eine optimale Sitzposition zu gewährleisten und eine korrekte Körperhaltung während des Trainings zu fördern.
- **Integrierte Messtechnik:** Das Ergometer ist mit einer hochwertigen Leistungsmessung ausgestattet, die Wattgenaue Daten liefert. Zusätzlich können Herzfrequenzdaten via optionalem Brustgurt erfasst werden.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Der übersichtliche Trainingscomputer bietet verschiedene Trainingsprogramme, darunter Freie Fahrt, Herzfrequenz-gesteuertes Training sowie Intervallprogramme.
- **Stabilität und Sicherheit:** Der robuste Rahmen und rutschfeste Pedale sorgen für sicheren Stand und optimale Kraftübertragung, auch bei intensiven Trainingseinheiten.

Vorteile und Einsatzbereiche:

- Ideal für die **medizinische Rehabilitation**, da das Gerät präzise Trainingsbelastungen ermöglicht und so den Genesungsprozess unterstützt.
- Perfekt geeignet für **Leistungstests** und **Ergometrie** in klinischen und sportwissenschaftlichen Umgebungen.
- Fördert die Verbesserung der **kardiovaskulären Fitness** und unterstützt ein gezieltes Ausdauertraining.



- Durch die vielfältigen Verstellmöglichkeiten ist das Ergometer für Nutzer aller Körpergrößen geeignet.

Material und Verarbeitung:

Das CYCLE 4000 ist aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die Oberflächen sind leicht zu reinigen und entsprechen den hygienischen Anforderungen im medizinischen Bereich.

Fazit:

Das **Ergo-Fit CYCLE 4000 Ergometer** stellt eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Anwender dar, die Wert auf Präzision, Komfort und Sicherheit legen. Es unterstützt eine effektive Trainingssteuerung und trägt maßgeblich zur Erreichung von Rehabilitations- und Fitnesszielen bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

