



## [ERGOLINE ERGOSELECT 1200 TYP K MIT BD DYNAMISCHE STRESSECHO-KARDIOGRAPHIE LIEGE DOM2018](#)

**SKU:** GZ022022-NV

Die **Ergoline Ergoselect 1200 Typ K** mit *BD Dynamische Stressecho-Kardiographie Liege DOM2018* ist eine hochmoderne, ergonomisch gestaltete Diagnostikliege zur präzisen Durchführung von Stressechokardiographien. Sie ermöglicht eine sichere, dynamische Belastungserfassung mit optimalem Patientenkomfort und unterstützt die zuverlässige kardiologische Funktionsdiagnostik.



---

**Categories:** [Ergometer](#), [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ergoline Ergoselect 1200 Typ K** mit **BD Dynamischer Stressecho-Kardiographie Liege DOM2018** ist ein hochmodernes medizinisches Diagnostiksystem, das speziell für die Durchführung von kardiologischen Belastungstests und dynamischen Stressechokardiographien entwickelt wurde. Dieses System ermöglicht eine präzise und zuverlässige Erfassung der Herzfunktion unter Belastung, wodurch eine detaillierte Beurteilung der kardiovaskulären Gesundheit möglich ist.

### Produktmerkmale und technische Details:

- **Ergoline Ergoselect 1200 Typ K:** Ein vielseitiges Ergometer mit stufenloser Widerstandseinstellung, das durch seine robuste Bauweise und hohe Präzision überzeugt. Es eignet sich ideal für Belastungstests bei Patienten mit unterschiedlichen Leistungsniveaus.
- **BD Dynamische Stressecho-Kardiographie Liege DOM2018:** Speziell konzipierte Liege zur Durchführung dynamischer Stressechokardiographien mit maximalem Patientenkomfort und optimaler Lagerung.
- **Ergonomisches Design:** Die Liege bietet eine verstellbare Rückenlehne und Beinstütze, um eine individuelle

Anpassung an den Patienten zu ermöglichen und eine stabile Position während der Untersuchung sicherzustellen.

- **Integration von Belastung und Bildgebung:** Durch die Kombination von Ergometer und Stressechokardiographie-Liege können Belastungstests und Ultraschalluntersuchungen nahtlos miteinander verbunden werden, was eine simultane Analyse der Herzfunktion ermöglicht.
- **Hochwertige Materialien:** Die Liege ist aus pflegeleichten, hygienischen Materialien gefertigt, die eine einfache Reinigung und Desinfektion gewährleisten.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Diagnostik von koronarer Herzkrankheit durch Belastungstests
- Beurteilung der Herzfunktion unter physischer Belastung mittels Stressechokardiographie
- Überwachung von Therapieeffekten bei kardiovaskulären Erkrankungen
- Präzise Erfassung von Belastbarkeit und kardiovaskulären Reaktionen in der Rehabilitation

#### **Vorteile für Anwender und Patienten:**

- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messergebnisse
- Ergonomische Gestaltung für Komfort und Sicherheit während der Untersuchung
- Effiziente Integration in den klinischen Arbeitsablauf
- Ermöglicht eine umfassende, nicht-invasive kardiologische Diagnostik

Zusammenfassend stellt der **Ergoline Ergoselect 1200 Typ K mit BD Dynamischer Stressecho-Kardiographie Liege DOM2018** eine erstklassige Lösung für kardiologische Belastungstests dar. Er verbindet modernste Technik mit anwenderfreundlichem Design und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und individuelle Therapieentscheidungen zu treffen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

