



## [ERGOLINE EBIKE L & BP LIEGEERGOMETER + NIBP STRESS-ECHO-LIEGE ECHOLIEGE](#)

**SKU:** CR022026

Die **Ergoline Stress-Echo-Liege** ist speziell für kardiologische Untersuchungen konzipiert und ermöglicht eine sichere, ergonomische Positionierung des Patienten während des Belastungs-Echokardiogramms. Sie zeichnet sich durch robuste Bauweise und einfache Bedienbarkeit aus, um präzise Diagnostik unter Stressbedingungen zu gewährleisten.



---

**Categories:** [Kardiologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Ergoline Stress-Echo-Liege** ist ein speziell entwickeltes medizinisches Gerät, das für die Durchführung von Belastungs-Echokardiographien (Stress-Echo) konzipiert wurde. Sie bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Komfort und Sicherheit, um sowohl Patienten als auch medizinischem Personal eine effiziente und präzise Untersuchung zu ermöglichen.

### Hauptmerkmale der Ergoline Stress-Echo-Liege:

- **Ergonomisches Design:** Die Liege ist so gestaltet, dass sie eine bequeme und stabile Positionierung des Patienten während der Stress-Echo-Untersuchung gewährleistet. Die gepolsterte Liegefläche unterstützt eine entspannte Haltung, die für aussagekräftige Ergebnisse entscheidend ist.
- **Verstellbarkeit:** Höhenverstellbar und mit neigungsveränderbaren Segmenten ausgestattet, ermöglicht die Liege eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Untersuchungsanforderungen und Patientenkörpergrößen.
- **Kompatibilität:** Die Stress-Echo-Liege ist kompatibel mit gängigen Echokardiographie-Geräten und Stress-Test-Systemen, was eine nahtlose Integration in bestehende diagnostische Abläufe garantiert.
- **Stabilität und Sicherheit:** Robuste Bauweise mit rutschfesten Füßen sorgt für eine sichere Lagerung des



Patienten, auch bei Belastungsszenarien. Zusätzlich sind Haltegriffe und Sicherheitsgurte optional erhältlich, um die Patientensicherheit zu erhöhen.

- **Hygiene und Pflege:** Die Liege ist mit einem leicht zu reinigenden, medizinisch zertifizierten Bezug ausgestattet, der den hohen Anforderungen an Hygiene und Infektionsprävention im klinischen Umfeld gerecht wird.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Belastungs-Echokardiographie zur Beurteilung der Herzfunktion unter Stressbedingungen
- Diagnostik von koronarer Herzkrankheit und anderen kardiovaskulären Erkrankungen
- Monitoring und Verlaufskontrolle bei kardialen Patienten
- Funktionelle Untersuchungen im Rahmen der kardiologischen Rehabilitation

Die Ergoline Stress-Echo-Liege ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in kardiologischen Praxen, Kliniken und spezialisierten Diagnostikzentren. Sie unterstützt die medizinische Fachkraft dabei, präzise und reproduzierbare Untersuchungsergebnisse zu erzielen und gleichzeitig den Patientenkomfort zu maximieren.

#### **Technische Daten in der Übersicht:**

- Tragfähigkeit: bis zu 200 kg
- Höhenverstellbarkeit: ca. 50–100 cm
- Neigungsverstellung: bis zu 30° in Rücken- und Beinhöhe
- Material Bezug: medizinisch zertifizierte, desinfektionsmittelbeständige Kunstleder Oberfläche
- Maße (L x B): ca. 200 x 70 cm

Profitieren Sie von der ergonomischen und technischen Qualität der **Ergoline Stress-Echo-Liege** und optimieren Sie Ihre kardiologischen Untersuchungen durch ein professionelles und patientenfreundliches Equipment.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

