



**ERNÄHRUNGSPUMPE FRESENIUS APPLIX
SMART MIT HALTER / FRESENIUS KABI,
ENTERALE ERNÄHRUNG**

SKU: ES102022-K

80,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort: Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Infusoren und Perfusoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

/ D012020 // E012020 // F012020

FW092020-VK (07 STCK)

Ernährungspumpe, enteral,mobil

Abmessung (LxBxH): 146 mm x 114 mm x 43 mm

Gewicht: 480 g

Stromversorgung: 4,8 V Spezialakku

(Ni-Metall-Hydrid)

Lebensdauer Batterie: 24 h

Genauigkeit: +/- 10%

Flussrate: 1 ml/h bis 600 ml/h

Flusratenschritt: 5 ml/h

Förderdruck: 180 kPa

Alarmsignale: Akkualarm, Erinnerung, Zielvolumen,

Luftalarm, Okklusion, Fördermechanis-

mus, Überleitsystem, Systemfehler

Lieferumfang: 1 x Applix Smart + 1 x Applix Ladegerät

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

