



ESAOTE MEGAS GP ULTRASCHALLGERÄT

SKU: L112013

zzgl. [Versandkosten](#)

15 Zoll Monitor

03 Sonden Steckplätze

Umfangreiches Mess- und Auswertungssystem

Multifrequente Schallköpfe

Bj 11/2001

Bedienungsanleitung / Fußshalter und EKG-
Ableitungskabel sind dabei

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

1 x CA621 Konvex Sonde 2.5 - 5.0 Mhz

1 x LA523 Linearsonde 10 - 5.0 Mhz

1 x PA220E Kardio Sonde 2.5Mhz

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

15 Zoll Monitor

03 Sonden Steckplätze

Umfangreiches Mess- und Auswertungssystem

Multifrequente Schallköpfe

Bj 11/2001

Bedienungsanleitung / Fußshalter und EKG-Ableitungskabel sind dabei

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

1 x CA621 Konvex Sonde 2.5 - 5.0 Mhz

1 x LA523 Linearsonde 10 - 5.0 Mhz

1 x PA220E Kardio Sonde 2.5Mhz

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

