



## ESAOTE MEGAS GP ULTRASCHALLGERÄT

**SKU:** L112013

15 Zoll Monitor  
03 Sonden Steckplätze  
Umfangreiches Mess- und Auswertungssystem  
Multifrequente Schallköpfe  
Bj 11/2001  
Bedienungsanleitung / Fußshalter und EKG-  
Ableitungskabel sind dabei

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

1 x CA621 Konvex Sonde 2.5 - 5.0 Mhz  
1 x LA523 Linearsonde 10 - 5.0 Mhz  
1 x PA220E Kardio Sonde 2.5Mhz

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

15 Zoll Monitor  
03 Sonden Steckplätze  
Umfangreiches Mess- und Auswertungssystem  
Multifrequente Schallköpfe  
Bj 11/2001  
Bedienungsanleitung / Fußshalter und EKG-Ableitungskabel sind dabei

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

1 x CA621 Konvex Sonde 2.5 - 5.0 Mhz  
1 x LA523 Linearsonde 10 - 5.0 Mhz  
1 x PA220E Kardio Sonde 2.5Mhz

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

