



ESAOTE PA220E PHASED ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: LJ112013-01

Bezeichnung . PA220E
Hersteller . Esaote Biomedica
für CARIS & MEGAS Series
Konvex Ultraschallkopf 2.5Mhz
Anwendung : Kardio / Kardiologie

Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . PA220E
Hersteller . Esaote Biomedica
für CARIS & MEGAS Series
Konvex Ultraschallkopf 2.5Mhz
Anwendung : Kardio / Kardiologie

Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



MEDICAL
TRADE CENTER
HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

