



## ESAOTE PA230E PHASED ARRAY 1-4 MHZ KARDIO

**SKU:** DI112015-03

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . PA230E

Hersteller . Esaote Biomedica

für mEGAS GP; ...

Phased Array Ultraschallkopf 1 - 4 Mhz

Anwendung : Phased Array

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . PA230E

Hersteller . Esaote Biomedica

für mEGAS GP; ...

Phased Array Ultraschallkopf 1 - 4 Mhz



Anwendung : Phased Array

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

