



ESAOTE PHASED ARRAY 5-10 MHZ PA023E KARDIO SONDE

SKU: AB092013

geeignet, unter anderen für .Caris plus , MyLab Serie ...
Frequency 5 - 10 Mhz

Anwendung. Kardio, Pediatric, Neonatal,

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .Caris plus , MyLab Serie ...
Frequency 5 - 10 Mhz
2.8 Ounces

Anwendung. Kardio, Pediatric, Neonatal,



Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

