



## [ESAOTE ULTRASCHALLKOPF LA523 10-5](#)

**SKU:** CW052019 // CJ062021-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hersteller: ESAOTE

Modell : LA523 10-5

Applikation: Schilddrüse mamma Small Parts / Vascular

10 - 5 MHz

Geeignet für folgende Modelle:

Megas, Megas ES, Caris Plus, My Lab 115, 25, 40, 70

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

