



[ESSILOR VISIOTEST C77003 SEHTESTGERÄT](#)

SKU: BU042018-NV

Essilor Visiotest C77003 ist ein hochpräzises Sehtestgerät, das eine schnelle und zuverlässige Erfassung der Sehschärfe ermöglicht. Es eignet sich ideal für den Einsatz in augenärztlichen Praxen und Optikerfachgeschäften zur professionellen Sehanalyse.



Categories: [Ophtalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Essilor Visiotest C77003** ist ein hochmodernes Sehtestgerät, das speziell für den professionellen Einsatz in Augenoptik und Optometrie entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine präzise und effiziente Überprüfung der Sehschärfe sowie verschiedener visueller Funktionen, um eine zuverlässige Diagnostik und individuelle Anpassungen zu gewährleisten.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Vielseitige Testoptionen:** Das Visiotest C77003 bietet eine Vielzahl von Sehprüfungen, einschließlich Sehschärfe-, Farbseh- und Stereotests, die eine umfassende Beurteilung des visuellen Systems ermöglichen.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Die intuitive Benutzeroberfläche und die ergonomische Gestaltung des Geräts gewährleisten eine komfortable Handhabung für den Anwender und eine angenehme Testdurchführung für den Patienten.
- **Präzision und Zuverlässigkeit:** Dank modernster Optik und elektronischer Steuerung liefert das Sehtestgerät exakte Messergebnisse, die eine fundierte Diagnose unterstützen.
- **Robustes Design:** Das langlebige Gehäuse und hochwertige Materialien sichern eine langfristige Nutzung auch in anspruchsvollen Praxisumgebungen.
- **Flexible Integration:** Kompatibel mit verschiedenen Testtafeln und Displays, lässt sich das Gerät optimal an individuelle Praxisanforderungen anpassen.



Anwendungsbereiche:

Das Essilor Visiotest C77003 ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Augenoptischen Fachgeschäften
- Augenarztpraxen
- Optometrischen Instituten
- Sehschulungen und Rehabilitationszentren

Technische Daten:

- Modellnummer: C77003
- Testmöglichkeiten: Sehschärfe, Farbsehen, Stereosehen
- Bedienung: Elektronisch mit benutzerfreundlichem Interface
- Netzanschluss: Standard 230 V
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend

Mit dem **Essilor Visiotest C77003** erhalten Sie ein zuverlässiges und vielseitiges Sehtestgerät, das durch seine Präzision und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Es unterstützt Fachkräfte dabei, eine genaue visuelle Diagnostik durchzuführen und somit die optimale Versorgung ihrer Patienten sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

