



[ETHICON GEN11 GEN 11 HF-CHIRURGIE EINHEIT](#)

SKU: AZ102025

Die Ethicon GEN11 HF-Chirurgie Einheit SW 2018-1 kombiniert modernste Hochfrequenztechnologie mit dem Harmonic Endo Surgery Handpiece für präzise, minimalinvasive chirurgische Eingriffe. Das 2018 hergestellte System gewährleistet zuverlässige Leistung und optimale Gewebekontrolle bei verschiedenen chirurgischen Anwendungen.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Ethicon GEN11 HF-Chirurgie Einheit SW 2018-1** mit dem **Harmonic Endo Surgery Handpiece** stellt eine hochmoderne Lösung für anspruchsvolle chirurgische Eingriffe dar. Diese Einheit kombiniert präzise Hochfrequenztechnologie mit den Vorteilen der Harmonic-Schneidetechnik und ermöglicht so eine effiziente, sichere und gewebeschonende Operation.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Hochfrequenz-Chirurgieeinheit GEN11:** Entwickelt für vielseitige Anwendungen in der Elektrochirurgie, bietet diese Einheit eine stabile und zuverlässige Leistung mit verschiedenen Betriebsmodi zur optimalen Anpassung an den chirurgischen Bedarf.
- **Softwareversion 2018-1:** Die aktuelle Software gewährleistet eine intuitive Bedienung sowie verbesserte Steuerungs- und Sicherheitsfunktionen.
- **Harmonic Endo Surgery Handpiece:** Dieses Handstück verwendet Ultraschallenergie zur gleichzeitigen Schneide- und Koagulationsfunktion, was das Risiko von Blutungen minimiert und die Heilungszeit verkürzt.
- **Datum der Herstellung (DOM) 2018:** Die Einheit wurde im Jahr 2018 gefertigt und entspricht den hohen Qualitätsstandards von Ethicon.



Anwendungsbereiche:

- Allgemeinchirurgie
- Minimalinvasive Verfahren
- Gefäßchirurgie
- Viszeralchirurgie
- Gynäkologie

Vorteile der Ethicon GEN11 HF-Chirurgie Einheit mit Harmonic Endo Surgery Handpiece:

- Präzise Gewebeschneidung bei gleichzeitiger Blutstillung
- Reduzierte thermische Schädigung des umliegenden Gewebes
- Verbesserte Sicht durch minimale Blutung
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung und exakte Steuerung
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen chirurgischen Disziplinen
- Einfaches Setup und Integration in bestehende OP-Infrastrukturen

Zusammenfassend bietet die **Ethicon GEN11 HF-Chirurgie Einheit SW 2018-1 mit Harmonic Endo Surgery Handpiece** eine innovative und zuverlässige Lösung für moderne chirurgische Anforderungen. Sie unterstützt Chirurgen dabei, Eingriffe sicherer und effizienter durchzuführen und trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der Patientenergebnisse bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

