



## FALKE DRUCKMINDERER O2 G3 4 FLOW 0-15 L MIN

SKU: AF042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Notfallversorgung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Druckminderer ist für die Anwendung mit medizinischem Sauerstoff konzipiert. Er reduziert den Flaschendruck auf einen konstanten Ausgangsdruck und erlaubt eine präzise Einstellung des Sauerstoffflusses von 0 bis 15 Litern pro Minute.

Einsatzgebiet:

- Kliniken, Notfallmedizin, Rettungsdienste
- Sauerstofftherapie
- Beatmung und Anästhesie

Merkmale:

- Anschluss: G3/4
- Durchflussregler: 0–15 l/min
- Kompakt und zuverlässig
- Für den medizinischen Einsatz zugelassen

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

