



FAMED WP-02.0 TRANSPORTLIEGE

SKU: A032015 **499,00** €

zzgl. Versandkosten

Übertragungsfahrtrage / Transport / manuell /

höhenverstellbar

Mechanisch

höhenverstellbare und Röntgendurchlässig

Gesamtlänge . Ca 200 cm

Matratzen-Abmessungen: 191,5 cm x 58,6

Maximale Belastung: 250 Kg

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Möbel und Praxiseinrichtung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Übertragungsfahrtrage / Transport / manuell / höhenverstellbar Mechanisch



höhenverstellbare und Röntgendurchlässig

Gesamtlänge . Ca 200 cm

Matratzen-Abmessungen: 191,5 cm x 58,6

Maximale Belastung: 250 Kg

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

