



## FAMED WP-02.0 TRANSPORTLIEGE

SKU: A032015

499,00 €

Übertragungsfahrtrage / Transport / manuell /  
höhenverstellbar

Mechanisch

höhenverstellbare und Röntgendurchlässig

Gesamtlänge . Ca 200 cm

Matratzen-Abmessungen : 191,5 cm x 58,6

Maximale Belastung : 250 Kg

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Übertragungsfahrtrage / Transport / manuell / höhenverstellbar

Mechanisch

höhenverstellbare und Röntgendurchlässig

Gesamtlänge . Ca 200 cm



Matratzen-Abmessungen : 191,5 cm x 58,6

Maximale Belastung : 250 Kg

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

