




FISHER&PAYKEL MR810AGU **ATEMGASBEFEUCHTER HUMIDIFIER**

SKU: DL042024-K

599,00 € 351,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Atemgasbefeuchter](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Fisher & Paykel MR810AGU** ist ein Atemgasbefeuchter, der in der klinischen Umgebung zur Befeuchtung von Atemgasen eingesetzt wird. Er wird häufig in der Anästhesie, Intensivpflege und bei der Behandlung von Patienten mit Atemwegserkrankungen verwendet. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Gerät:

Hauptmerkmale des Fisher & Paykel MR810AGU:

- 1. Befeuchtungsleistung:**
 - Der MR810AGU bietet eine effektive Befeuchtung von Atemgasen, um die Schleimhäute der Atemwege zu schützen und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern.
- 2. Einfache Bedienung:**
 - Das Gerät ist benutzerfreundlich gestaltet, mit einem klaren Display und intuitiven Bedienelementen, die eine einfache Einstellung der gewünschten Befeuchtungsparameter ermöglichen.
- 3. Temperaturkontrolle:**
 - Der Befeuchter verfügt über eine präzise Temperaturregelung, die sicherstellt, dass das Atemgas auf die optimale Temperatur für den Patienten erwärmt wird.
- 4. Kompatibilität:**
 - Der MR810AGU ist mit verschiedenen Beatmungsgeräten und anderen medizinischen Geräten kompatibel, was ihn vielseitig einsetzbar macht.
- 5. Wasserbehälter:**
 - Das Gerät hat einen leicht zugänglichen Wasserbehälter, der einfach nachgefüllt und gereinigt werden kann. Dies trägt zur Hygiene und zur Aufrechterhaltung einer hohen Luftqualität bei.
- 6. Sicherheitsfunktionen:**



- Der Befeuchter ist mit verschiedenen Sicherheitsmechanismen ausgestattet, um Überhitzung oder andere potenzielle Probleme zu vermeiden.

Anwendungsgebiete

Der Fisher & Paykel MR810AGU wird häufig in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Anästhesie
- Intensivmedizin
- Notfallmedizin
- Langzeitbeatmung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

