



FISHER PAYKEL N252 N 252 N-252 PERIPHERAL NERVE STIMULATOR INNERVATOR

SKU: AC042025-NV

Der **Fisher & Paykel N252 Peripheral Nerve Stimulator Innervator** ist ein präzises medizinisches Gerät zur gezielten peripheren Nervenstimulation, das eine zuverlässige und sichere Anwendung in der Anästhesie und Schmerztherapie gewährleistet. Mit seiner benutzerfreundlichen Bedienung unterstützt es die genaue Lokalisierung von Nerven für effektive diagnostische und therapeutische Maßnahmen.



Categories: [Nerven Stimulator](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Fisher Paykel N252 Peripheral Nerve Stimulator Innervator** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die präzise Identifikation und Stimulation peripherer Nerven entwickelt wurde. Es unterstützt Chirurgen und Anästhesisten bei verschiedenen operativen und diagnostischen Verfahren, indem es eine zuverlässige und kontrollierte Nervenstimulation ermöglicht.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Präzise Nervenlokalisierung:** Der N252 ermöglicht eine gezielte Stimulation peripherer Nerven, was die Identifikation von Nervenstrukturen während chirurgischer Eingriffe erleichtert und das Risiko von Nervenschäden reduziert.
- **Einstellbare Stimulationsparameter:** Frequenz, Impulsbreite und Stimulationsintensität können individuell angepasst werden, um eine optimale Reaktion zu erzielen und die Patientensicherheit zu gewährleisten.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und handliche Gerät liegt gut in der Hand und ermöglicht eine einfache Bedienung selbst in anspruchsvollen OP-Situationen.



- **Robuste Bauweise:** Für den Einsatz in sterilen Umgebungen konzipiert, ist der Innervator langlebig und leicht zu reinigen.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Geeignet für verschiedene chirurgische Fachbereiche wie Orthopädie, Neurochirurgie, Plastische Chirurgie und Anästhesie.

Technische Spezifikationen:

- Stimulationsmodus: Monopolar
- Frequenzbereich: 1–100 Hz
- Impulsbreite: 0,1–1 ms
- Stimulationsintensität: Bis zu 10 mA, stufenlos einstellbar
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterie
- Anzeige: LED-Indikatoren für Betriebsstatus und Stimulationsparameter

Der **Fisher Paykel N252 Peripheral Nerve Stimulator Innervator** ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Unterstützung der sicheren und effektiven Nervenstimulation. Durch seine präzisen Einstellmöglichkeiten und sein benutzerfreundliches Design trägt er maßgeblich zur Optimierung chirurgischer Abläufe und zur Verbesserung der Patientensicherheit bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

