



**FOLIENEINSCHWEISSGERÄT HYGOPAC /  
DÜRR DENTAL / STERILE VERPACKUNG,  
HYGOFOL**

**SKU:** 11-082012-OQ

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Dental und Zahnheilkunde](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

ein hochwertiges Durchlaufsiegelgerät von Dürr Dental für die normgerechte Versiegelung von Sterilisierverpackungen wie Hygofol an.

- Automatischer Anpressdruck für gleichbleibende Siegelnaht-Qualität
- Fließbandprinzip für schnelles und rationelles Arbeiten
- Gemäß Euronorm EN 868
- Instrumente sowie Abformungen hygienisch lagern und transportieren
- Maße Gerät: (HxBxT) 16,1 x 43,5 x 13,5 cm
- Hygofol ist in verschiedenen Größen erhältlich als praktische, vorgefertigte Beutel- oder als individuell konfektionierbare Rollenware



Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

