



FRESENIUS 5008 CORDIAX DIALYSEGERÄT SOFTWARE.V4.63 - 29333 HOURS DOM.2009

SKU: A092020-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Fresenius 5008 CorDiaX Dialysegerät mit Software Version V4.63 bietet eine zuverlässige und präzise Behandlungslösung für die Hämodialyse und Hämofiltration. Mit einer Betriebsdauer von 29.333 Stunden seit Herstellung im Jahr 2009 gewährleistet es bewährte Leistungsfähigkeit und Patientensicherheit im klinischen Einsatz.



Categories: [Dialyse Maschine](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Fresenius 5008 CorDiaX Dialysegerät** mit der Softwareversion **V4.63** ist eine hochmoderne Medizintechnologie, die speziell für die Hämodialyse und Hämofiltration entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige, effiziente und sichere Behandlung für Patienten mit chronischem Nierenversagen.

Mit einem Betriebszeitumfang von **29.333 Stunden** und einem Herstellungsdatum aus dem Jahr **2009** (DOM 2009) ist das Gerät robust, langlebig und bewährt in der klinischen Anwendung.

Wesentliche Merkmale und Vorteile des Fresenius 5008 CorDiaX Dialysegeräts mit Software V4.63:

- **Fortschrittliche Softwareversion V4.63:** Optimiert für eine präzise Steuerung der Dialyseparameter und verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
- **Multimodale Behandlungsmöglichkeiten:** Ermöglicht sowohl Hämodialyse als auch Hämofiltration, wodurch eine individualisierte Therapie für verschiedene Patientenzustände gewährleistet wird.
- **Intelligente Überwachungssysteme:** Integrierte Sensoren und Alarmer sorgen für die kontinuierliche



Überwachung von Vitalparametern und gewährleisten höchste Sicherheit während der Behandlung.

- **Einfache Bedienbarkeit:** Benutzerorientiertes Interface mit intuitiver Menüführung unterstützt das medizinische Personal bei der schnellen und sicheren Anwendung.
- **Hygienekonzept und Reinigung:** Automatisierte Reinigungs- und Desinfektionsprogramme minimieren das Infektionsrisiko und verlängern die Lebensdauer des Geräts.
- **Wartungsfreundlichkeit:** Modularer Aufbau ermöglicht einfache Wartungsarbeiten und schnelle Fehlerdiagnose.

Das Fresenius 5008 CorDiaX ist somit eine bewährte Lösung für Dialysezentren, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Patientenkomfort legen. Es unterstützt die medizinische Fachkraft mit präzisen Steuerungs- und Überwachungsfunktionen, um optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

Bitte beachten Sie, dass regelmäßige Wartungen und Software-Updates empfohlen werden, um die Funktionalität und Sicherheit des Geräts langfristig zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

