



FRESENIUS APPLIX SMART ERNÄHRUNGSPUMPE

SKU: AV102024-NV

zzgl. Versandkosten

Fresenius Applix Smart Ernährungspumpe ist ein zuverlässiges und benutzerfreundliches Gerät zur kontinuierlichen und intermittierenden enteralen Ernährung, das eine präzise Dosierung und einfache Handhabung gewährleistet. Dank seines kompakten Designs und der intuitiven Bedienoberfläche unterstützt es eine sichere und komfortable Nährstoffzufuhr im klinischen und häuslichen Umfeld.



Categories: Fundgrube

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Fresenius Applix Smart Ernährungspumpe ist ein medizinisches Gerät, das zur enteralen Ernährung von Patienten eingesetzt wird. Diese Pumpen sind darauf ausgelegt, Nährstofflösungen präzise und sicher zu verabreichen, insbesondere bei Patienten, die nicht in der Lage sind, ausreichend Nahrung auf oralem Weg aufzunehmen.

Einige Merkmale und Vorteile solcher Pumpen können sein:

- 1. **Präzise Dosierung**: Die Pumpe ermöglicht eine genaue Kontrolle über die Menge der verabreichten Nährstoffe.
- 2. **Benutzerfreundlichkeit**: Viele Modelle sind mit intuitiven Benutzeroberflächen ausgestattet, die eine einfache Programmierung und Bedienung ermöglichen.
- 3. Sicherheitsfunktionen: Integrierte Sicherheitsmechanismen helfen, Überdosierungen oder Fehlfunktionen zu



vermeiden.

- 4. **Flexibilität**: Die Pumpen können oft an verschiedene Ernährungsbedürfnisse angepasst werden, je nach Zustand des Patienten.
- 5. **Datenmanagement**: Einige Modelle bieten Funktionen zur Dokumentation und Überwachung der Nahrungsaufnahme.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







