



## FRESENIUS VOLUMAT MC AGILIA INFUSIONS PUMPE

**SKU:** DK072025

**Die Fresenius Volumat mc Agilia Infusionspumpe** gewährleistet präzise und zuverlässige Medikamenten- und Flüssigkeitszufuhr in klinischen Umgebungen. Dank ihrer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche und intelligenten Sicherheitsfunktionen unterstützt sie eine sichere und effiziente Therapie.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Fresenius Volumat mc Agilia Infusionspumpe** ist ein hochmodernes, zuverlässiges und benutzerfreundliches Gerät zur präzisen Verabreichung von Infusionslösungen in klinischen Umgebungen. Entwickelt für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen, gewährleistet diese Infusionspumpe eine exakte Dosierung und sicheres Management von intravenösen Therapien.

### Technische Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Infusionssteuerung:** Die Volumat mc Agilia ermöglicht eine exakte Steuerung der Infusionsrate und des Volumens, was besonders wichtig für die Behandlung von kritisch kranken Patienten ist.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Das intuitive Bedienfeld mit gut ablesbarem Display unterstützt das medizinische Personal bei der schnellen und sicheren Programmierung der Infusionen.
- **Vielfältige Infusionsmodi:** Die Pumpe unterstützt verschiedene Applikationsarten, darunter kontinuierliche, intermittierende und dosisbasierte Infusionen.
- **Automatische Fehlererkennung:** Integrierte Sicherheitsfunktionen erkennen und melden Verstopfungen, Luft im Schlauch oder andere Fehlfunktionen, um Komplikationen zu vermeiden.
- **Kompatibilität:** Die Pumpe ist kompatibel mit Standard-Infusionssets und ermöglicht so eine flexible Integration in bestehende Behandlungskonzepte.



- **Mobilität und Robustheit:** Das kompakte und robuste Design erlaubt den Einsatz sowohl am Patientenbett als auch beim Transport.

### **Anwendungsgebiete:**

Die Fresenius Volumat mc Agilia Infusionspumpe eignet sich ideal für die Verabreichung von:

- Flüssigkeits- und Elektrolytersatz
- Medikamentösen Therapien, wie Antibiotika, Schmerzmittel und Chemotherapeutika
- Parenteraler Ernährung
- Anästhesiologischen Anwendungen

### **Sicherheit und Qualität:**

Die Infusionspumpe entspricht den höchsten internationalen Standards und Normen für medizinische Geräte, einschließlich der *ISO 13485* und der *CE-Kennzeichnung*. Die regelmäßige Kalibrierung und Wartung gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Funktion und Patientensicherheit.

Zusammenfassend ist die **Fresenius Volumat mc Agilia Infusionspumpe** eine erstklassige Lösung für die präzise, sichere und vielseitige Infusionstherapie, die den Anforderungen moderner medizinischer Einrichtungen gerecht wird.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

