



## **FUJI FUJINON EPX-201 VIDEOPROZESSOR** **ENDOSKOPIE LICHTQUELLE MIT TASTATUR**

**SKU:** CM122018-0

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

§25 MwSt ist nicht Separat Ausweisbar



**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Fujinon EPX-201 Videoprozessor

Videoprozessor mit integrierter Lichtquelle

Detailanhebung

Lichtregulierung

Elektrischer Zoom, in 2 Stufen zur 1,5fachen Bildvergrößerung

Automatischer Weißabgleich

Beleuchtete Bedienelemente

ALC-Mode: Durchschnitts- und Spitzenwertkennung – Farbeinstellung Patientendatensystem Farbsystem PAL Signal Ausgang 1x FBAS (BNC), 3x Y/C

Netzspannung 230 Volt AC



Lichtquelle 150 Watt Halogen

Abmessung 420 x 480 x 160 mm (B x T x H)

Gewicht Ca. 25 kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

§25 MwSt ist nicht Separat Ausweisbar

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

