



FUJI FUJINON EPX-201 VIDEOPROZESSOR **ENDOSKOPIE LICHTQUELLE MIT TASTATUR**

SKU: CM122018-0

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

§25 MwSt ist nicht Separat Ausweisbar



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fujinon EPX-201 Videoprozessor

Videoprozessor mit integrierter Lichtquelle

Detailanhebung

Lichtregulierung

Elektrischer Zoom, in 2 Stufen zur 1,5fachen Bildvergrößerung

Automatischer Weißabgleich

Beleuchtete Bedienelemente

ALC-Mode: Durchschnitts- und Spitzenwertkennung – Farbeinstellung Patientendatensystem Farbsystem PAL Signal Ausgang 1x FBAS (BNC), 3x Y/C

Netzspannung 230 Volt AC



Lichtquelle 150 Watt Halogen

Abmessung 420 x 480 x 160 mm (B x T x H)

Gewicht Ca. 25 kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

§25 MwSt ist nicht Separat Ausweisbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

