



FUJI - FUJINON SYSTEM 4400 - EG-590ZW
GASTROSKOP + EC590ZWL KOLOSKOP +
EN-450T5 - ENTEROSCOPE

SKU: Y062022

14.500,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Fuji Fujinon System 4400 umfasst das hochauflösende Gastroskop EG-590ZW, das Koloskop EC590ZWL sowie das Enteroskop EN-450T5 und bietet eine präzise, flexible Endoskopie für den oberen und unteren Gastrointestinaltrakt. Dieses modulare System gewährleistet exzellente Bildqualität und optimale Handhabung für sichere Diagnosen und therapeutische Eingriffe.



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Fujinon System 4400** ist ein hochmodernes Endoskopiesystem, das speziell für die gastrointestinale Diagnostik entwickelt wurde. Es umfasst drei wesentliche Komponenten: das **EG-590ZW Gastroskop**, das **EC-590ZWL Koloskop** sowie das **EN-450T5 Enteroskop**. Dieses System ermöglicht eine umfassende und präzise Untersuchung des oberen und unteren Gastrointestinaltrakts sowie des Dünndarms.

EG-590ZW Gastroskop:

Das EG-590ZW ist ein flexibles Gastroskop mit hoher Bildauflösung und verbesserter Lichtquelle. Es eignet sich ideal zur Untersuchung von Speiseröhre, Magen und Duodenum. Die innovative Optik sorgt für eine klare, kontrastreiche Darstellung der Schleimhaut, was die Diagnostik von Entzündungen, Ulzera, Tumoren und anderen pathologischen Veränderungen erleichtert.



EC-590ZWL Koloskop:

Das EC-590ZWL ist ein hochauflösendes Koloskop, das für die Untersuchung des gesamten Kolons bis zum terminalen Ileum konzipiert wurde. Dank seiner optimalen Flexibilität und Miniaturisierung bietet es eine verbesserte Manövrierfähigkeit und Patientenkomfort. Die verbesserte Optik und HD-Bildgebung ermöglichen eine präzise Detektion von Polypen, inflammatorischen Veränderungen und anderen Läsionen im Dickdarm.

EN-450T5 Enteroskop:

Das EN-450T5 ist ein spezielles Enteroskop zur Untersuchung des Dünndarms, der mit herkömmlichen Endoskopen häufig nur schwer zugänglich ist. Mit seiner verlängerten Länge und flexiblen Bauweise eignet es sich hervorragend für die Diagnostik und therapeutische Eingriffe im gesamten Dünndarmbereich. Die exzellente Bildqualität unterstützt die Identifikation von Blutungsquellen, Tumoren und anderen Dünndarmopathologien.

Hauptmerkmale des Fujinon System 4400:

- Hochauflösende Bildgebung für präzise Diagnosen
- Verbesserte Lichtquelle für optimale Sichtverhältnisse
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung und Patientenkomfort
- Flexibilität und Miniaturisierung der Endoskope für schwer zugängliche Bereiche
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im gesamten Gastrointestinaltrakt
- Kompatibel mit modernen Bildverarbeitungssystemen und Zubehör

Das Fujinon System 4400 stellt eine erstklassige Lösung für gastroenterologische Praxen und Kliniken dar, die Wert auf höchste Bildqualität, Zuverlässigkeit und Patientenkomfort legen. Es unterstützt sowohl diagnostische Untersuchungen als auch therapeutische Interventionen und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

