



## [FUJINON EB-270P BRONCHOSCOPE](#)

**SKU:** E032016

**5.710,81 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

IT Diam 3.8mm,

Ch. Size 1.2mm,

WL 60cm,

TL 90 Cm,

FOV 120°,

DOF 3-100mm,

UP 180°,

LF 130°

Rückgaberecht . 14 Tage

Versand . Velweit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)



IT Diam 3.8mm,  
Ch. Size 1.2mm,  
WL 60cm,  
TL 90 Cm,  
FOV 120°,  
DOF 3-100mm,  
UP 180°,  
LF 130°

Rückgaberecht . 14 Tage

Versand . Velweit

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone      0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro            0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                    0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

