



## **FUJI FUJINON EB-530T THERAPEUTISCHES BRONCHOSKOP**

SKU: DW082024

~~5.120,00 €~~ **4.680,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Fuji Fujinon EB-530T ist ein flexibles Endoskop, das häufig in der Gastroenterologie eingesetzt wird. Es ist bekannt für seine hohe Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit. Das Endoskop bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter eine verbesserte Lichtquelle und eine hohe Auflösung, die es Ärzten ermöglicht, präzise Diagnosen zu stellen und Behandlungen durchzuführen.

Das EB-530T ist speziell für die Untersuchung des oberen Gastrointestinaltrakts konzipiert und eignet sich gut für V erfahren wie Gastroskopien. Es verfügt über einen flexiblen Schaft, der eine einfache Navigation durch den Verdauungstrakt ermöglicht.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

