



[FUJINON EB-530US VIDEO ULTRASCHALL BRONCHOSKOP – VIDEOBRONCHOSKOP](#)

SKU: CY122025

Das **Fujinon EB-530US Video Ultraschall Bronchoskop** ermöglicht eine hochauflösende endobronchiale Ultraschalluntersuchung zur präzisen Diagnostik und Biopsie von Lungengewebe. Mit seiner flexiblen Bauweise und integrierten Video- und Ultraschalltechnik bietet es eine optimale Visualisierung und sichere Führung während minimalinvasiver Eingriffe.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Fujinon EB-530US Video Ultraschall Bronchoskop** ist ein hochmodernes medizinisches Endoskop, das speziell für die bronchologische Diagnostik und interventionelle Verfahren entwickelt wurde. Es kombiniert die Vorteile eines flexiblen Bronchoskops mit der innovativen Ultraschalltechnologie, um eine präzise Darstellung der Atemwege sowie angrenzender Strukturen zu ermöglichen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Videoqualität:** Das EB-530US bietet eine exzellente Bildauflösung, die eine detaillierte Visualisierung der Bronchialstrukturen ermöglicht. Dies unterstützt die genaue Diagnose und Therapieplanung.
- **Ultraschallfunktion:** Das integrierte Ultraschallmodul erlaubt die Echtzeit-Darstellung von peribronchialen Geweben und Lymphknoten. Dies erleichtert die gezielte Biopsie und minimalinvasive Eingriffe.
- **Flexible Handhabung:** Das Bronchoskop verfügt über eine hohe Biegsamkeit und eine ergonomische Steuerung, die auch bei komplexen anatomischen Verhältnissen eine einfache und sichere Navigation ermöglichen.
- **Präzise Biopsieinstrumente:** Das Gerät unterstützt den Einsatz verschiedener Instrumente, wie z. B.



Nadelaspirationen und Zangen, zur gezielten Gewebeentnahme unter Ultraschallkontrolle.

- **Hygienisches Design:** Das EB-530US ist aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien gefertigt und leicht zu reinigen sowie zu desinfizieren, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Anwendungsgebiete:

- Diagnostik und Abklärung von Lungenerkrankungen
- Untersuchung und Biopsie von mediastinalen und hilären Lymphknoten
- Erkennung und Staging von Bronchialkarzinomen
- Minimalinvasive Eingriffe in den Atemwegen

Das **Fujinon EB-530US Video Ultraschall Bronchoskop** stellt somit eine wertvolle Ergänzung für Pneumologen und interventionelle Bronchoskopiker dar, die Wert auf präzise Diagnostik, patientenschonende Verfahren und zuverlässige Bildgebung legen. Die Kombination aus Videoendoskopie und Ultraschall macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in modernen bronchologischen Praxen und Kliniken.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

