



[FUJINON EC-530WI EC 530 WI](#) [COLONOSCOPE KOLONOSKOP](#)

SKU: CE112023-NV

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#), [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeine Spezifikationen:

- **Typ:** Video-Endoskop
- **Anwendung:** Gastroenterologie
- **Bildsensor:** Hochauflösender CCD-Sensor
- **Kameradurchmesser:** ca. 9,8 mm
- **Arbeitslänge:** ca. 140 cm
- **Biegungsbereich:** Flexibel, mit verschiedenen Biegemöglichkeiten
- **Kanal für Arbeitsinstrumente:** 2,8 mm

Bildqualität:

- **Auflösung:** Hohe Auflösung für klare Bilder
- **Beleuchtung:** LED-Beleuchtung für optimale Sicht



Ergonomie:

- **Griff:** Ergonomisches Design für einfachen Halt
- **Bedienelemente:** Intuitive Steuerung für einfache Handhabung

Besonderheiten:

- **Wasserdicht:** Ja, für einfache Reinigung und Sterilisation

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

