



FUJINON EC-600WI VIDEO KOLOSKOP- VIDEO KOLOSKOP - HDTV

SKU: R072024-NV // E072024

~~6.000,00 €~~ **4.900,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Blickwinkel 140°

Schärfentiefe 2 to 100 mm

Einführschlauch - - Aussendurchmesser: 12,0 mm - - Arbeitslänge: 1520 mm

Gesamtlänge: 1820 mm

Abwinklungen - Up 180° / Down 180° / Right 160° / Left 160°

Arbeitskanal - Innendurchmesser: 3,8 mm

Kompatibilität EPX-4450 HD

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

