



[FUJINON EC-600WI VIDEOKOLOSKOP- VIDEOKOLOSKOP – HDTV](#)

SKU: N/A

~~4.999,00 €~~ **4.680,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Videokoloskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Fujinon EC-600WI ist ein hochmodernes Videokoloskop, das in der Gastroenterologie eingesetzt wird, um die Untersuchung des Dickdarms (Koloskopie) zu ermöglichen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Fujinon EC-600WI:

1. **HDTV-Bildqualität:** Das EC-600WI bietet eine hochauflösende Bildqualität in HDTV, was eine verbesserte Sicht auf die Schleimhaut und mögliche Anomalien ermöglicht. Dies ist entscheidend für die genaue Diagnose und Behandlung.
2. **Ergonomisches Design:** Das Koloskop ist so gestaltet, dass es sowohl für den Arzt als auch für den Patienten komfortabel ist. Es bietet eine gute Handhabung und Kontrolle während des Eingriffs.
3. **Flexibilität:** Das Koloskop hat eine flexible Spitze, die es dem Arzt ermöglicht, durch den Dickdarm zu navigieren und verschiedene Bereiche effektiv zu untersuchen.
4. **Lichtquelle:** Das System verwendet leistungsstarke Lichtquellen, um eine klare Sicht auf das Innere des Darms zu gewährleisten, selbst in schwer zugänglichen Bereichen.
5. **Integration mit anderen Systemen:** Das EC-600WI kann in der Regel mit anderen Endoskopie-Systemen und Bildgebungsgeräten integriert werden, um einen reibungslosen Arbeitsablauf im Endoskopiezentrum zu ermöglichen.
6. **Dokumentation:** Die Videokoloskope von Fujinon bieten oft Funktionen zur Aufzeichnung und Dokumentation von Untersuchungen, was die Nachverfolgbarkeit und Analyse von Befunden erleichtert.
7. **Anwendungen:** Neben der Diagnose von Erkrankungen wie Colitis oder Polypen kann das Koloskop auch für therapeutische Eingriffe wie die Entfernung von Polypen oder die Durchführung von Biopsien verwendet werden.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

