



[FUJINON ED-530XT8 VIDEO-DUODENOSKOP](#)

SKU: BH022025-NV



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Fujinon ED-530XT8 ist ein Video-Duodenoskop, das in der Endoskopie verwendet wird, um den oberen Gastrointestinaltrakt zu untersuchen, insbesondere den Zwölffingerdarm (Duodenum). Es gehört zur Kategorie der flexiblen Endoskope und bietet eine hochauflösende Bildgebung, die für diagnostische und therapeutische Eingriffe wichtig ist.

Einige Merkmale des Fujinon ED-530XT8 könnten Folgendes umfassen:

1. **Hohe Bildqualität:** Das Duodenoskop bietet eine exzellente Bildauflösung, die es Ärzten ermöglicht, Details im Gewebe besser zu erkennen.
2. **Flexibilität und Ergonomie:** Das Design des Endoskops ermöglicht eine einfache Handhabung und Flexibilität während der Untersuchung.
3. **Eingebaute Lichtquelle:** Eine integrierte Lichtquelle sorgt für optimale Sichtverhältnisse während des Verfahrens.
4. **Therapeutische Möglichkeiten:** Neben der Diagnose kann das Duodenoskop auch für therapeutische Eingriffe wie Biopsien oder die Entfernung von Polypen verwendet werden.
5. **Kompatibilität mit anderen Geräten:** Es kann oft mit verschiedenen Video- und Dokumentationssystemen verbunden werden, um die Ergebnisse aufzuzeichnen und zu analysieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

