



[FUJINON ED-530XT8 VIDEO-DUODENOSKOP](#)

SKU: BH082024-NV

Das Fujinon ED-530XT8 Video-Duodenoskop bietet herausragende Bildqualität und präzise Manövrierbarkeit für anspruchsvolle Endoskopie-Eingriffe im Duodenum. Mit fortschrittlicher Optik und robustem Design unterstützt es eine sichere und effiziente Diagnose sowie therapeutische Anwendungen.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Fujinon ED-530XT8 ist ein Video-Duodenoskop, das in der Endoskopie verwendet wird, um den Zwölffingerdarm (Duodenum) und angrenzende Strukturen zu untersuchen. Es ist Teil der Fujinon-Produktlinie und bietet hochauflösende Bildgebung für diagnostische und therapeutische Eingriffe.

Hier sind einige Merkmale des Fujinon ED-530XT8:

1. **Bildqualität:** Das Duodenoskop bietet eine exzellente Bildqualität mit hoher Auflösung, was die Diagnose und Behandlung erleichtert.
2. **Flexibilität:** Es hat eine flexible Spitze, die es dem Arzt ermöglicht, das Instrument leicht durch den oberen Gastrointestinaltrakt zu navigieren.
3. **Zugänglichkeit:** Das Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu verschiedenen Bereichen des Duodenums sowie zur Papille von Vater.
4. **Therapeutische Anwendungen:** Neben der Diagnostik kann das Duodenoskop auch für therapeutische Verfahren wie ERCP (Endoskopisch Retrograde Cholangiopankreatikographie) verwendet werden.
5. **Ergonomisches Design:** Die Handhabung ist benutzerfreundlich gestaltet, um die Belastung für den Anwender während längerer Eingriffe zu minimieren.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

