



[FUJINON EG-590 WR // EG-590WR](#) [GASTROSCOPE, GASTROSKOP, IM KOFFER](#)

SKU: E122019-NV

Das **Fujinon EG-590 WR** ist ein hochwertiges Gastroskop, das dank seiner robusten Bauweise und erstklassigen Bildqualität eine präzise Diagnostik im oberen Gastrointestinaltrakt ermöglicht. Das Gerät wird im praktischen Koffer geliefert und ist ideal für den flexiblen Einsatz in klinischen Umgebungen geeignet.



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Fujinon EG-590 WR Gastroskop** ist ein hochmodernes Endoskop, das speziell für die präzise und zuverlässige Durchführung von Gastroskopien entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Bildqualität und eine ergonomische Handhabung, die den klinischen Workflow optimiert und die Diagnosegenauigkeit erhöht.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Optische Exzellenz:** Das EG-590 WR ist mit einer hochauflösenden Optik ausgestattet, die klare, scharfe und kontrastreiche Bilder liefert, um eine detaillierte Beurteilung der Magen- und Ösophagusmukosa zu ermöglichen.
- **Wasserresistenz (WR):** Die wasserresistente Konstruktion schützt das Endoskop effektiv gegen Eindringen von Flüssigkeiten, was die Reinigung und Desinfektion erleichtert und die Langlebigkeit des Gerätes erhöht.
- **Flexible Sondenspitze:** Die biegsame Spitze ermöglicht eine präzise Navigation durch den oberen Gastrointestinaltrakt und verbessert den Patientenkomfort während der Untersuchung.
- **Ergonomisches Design:** Die Handhabung des Gastroskops ist intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet, um Ermüdungserscheinungen bei längeren Untersuchungen zu minimieren.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal geeignet für diagnostische und therapeutische Eingriffe im oberen Gastrointestinaltrakt einschließlich Biopsien, Polypektomien und anderen interventionellen Verfahren.



Lieferumfang:

- Fujinon EG-590 WR Gastroskop
- Robuster und praktischer Transportkoffer
- Benutzerhandbuch und technische Dokumentation

Der mitgelieferte **Transportkoffer** bietet optimalen Schutz während Lagerung und Transport des Endoskops und erleichtert die sichere Handhabung in Klinik und Praxis.

Insgesamt stellt das **Fujinon EG-590 WR Gastroskop** eine zuverlässige und effiziente Lösung für medizinische Fachkräfte dar, die eine präzise Endoskopie des oberen Gastrointestinaltrakts mit modernster Technologie durchführen möchten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

