




[FUJINON FUJI EB-530S EB 530 S EB530S VIDEO BRONCHOSKOP](#)

SKU: CM122025

Fujinon Fuji EB-530S Video Bronchoskop bietet hochauflösende Bildqualität und flexible Manövrierbarkeit für präzise endoskopische Untersuchungen der Atemwege. Das ergonomische Design ermöglicht eine sichere und komfortable Handhabung bei diagnostischen und therapeutischen Eingriffen.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Fujinon Fuji EB-530S Video Bronchoskop** ist ein hochmodernes medizinisches Endoskop, das speziell für die flexible Bronchoskopie entwickelt wurde. Es ermöglicht eine detaillierte und präzise Untersuchung der Atemwege und ist ideal für diagnostische sowie therapeutische Anwendungen in der Pulmonologie.

Das Bronchoskop zeichnet sich durch folgende wesentliche Merkmale aus:

- **Optische Qualität:** Hochauflösende Video-Technologie für klare und scharfe Bilder in Echtzeit, wodurch die Visualisierung von Bronchien und Lungengewebe optimiert wird.
- **Flexible Bauweise:** Das Gerät verfügt über eine flexible Spitze mit exzellenter Biegsamkeit, die eine einfache Navigation auch in komplexen Bronchialstrukturen ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Der Handgriff ist intuitiv gestaltet und erlaubt eine präzise Steuerung während des Eingriffs, was den Bedienkomfort für den Arzt erhöht.
- **Arbeitskanal:** Ein großzügiger Arbeitskanal ermöglicht die Einführung verschiedener Instrumente wie Biopsiezangen, Bürsten und Katheter zur Gewebeentnahme oder Therapie.
- **Infektionskontrolle:** Das Bronchoskop ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, was den hohen Anforderungen an Hygiene und Patientensicherheit entspricht.



Technische Spezifikationen im Überblick:

- Außendurchmesser: ca. 5,3 mm
- Arbeitskanal-Durchmesser: ca. 2,0 mm
- Arbeitslänge: ca. 600 mm
- Beweglichkeit der Spitze: 210° nach oben, 130° nach unten
- Videoauflösung: Hochauflösend (Full HD kompatibel)

Das **Fujinon Fuji EB-530S** bietet dank seiner ausgefeilten Technik eine verbesserte Diagnostik bei Lungenerkrankungen wie Tumoren, Entzündungen oder Infektionen. Es unterstützt den Arzt dabei, präzise Interventionen durchzuführen und die Patientenversorgung zu optimieren.

Zusammenfassend ist das Fujinon EB-530S Video Bronchoskop eine zuverlässige und leistungsfähige Lösung für moderne Bronchoskopie-Anwendungen, die höchsten Ansprüchen an Bildqualität, Handhabung und Hygiene gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

