



## [FUJINON FUJI EB-530T BRONCHOSKOP](#)

SKU: BY082024-NV

Das **FUJINON Fuji EB-530T Bronchoskop** bietet hochauflösende Bildgebung und flexible Navigation für präzise endobronchiale Untersuchungen. Mit seiner ergonomischen Bauweise gewährleistet es eine sichere und komfortable Handhabung bei diagnostischen und therapeutischen Eingriffen der Atemwege.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das FUJINON Fuji EB-530T ist ein flexibles Bronchoskop, das in der pulmonalen Medizin verwendet wird, um die Atemwege und die Lunge zu untersuchen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem speziellen Modell:

1. **Flexibles Design:** Das EB-530T ist ein flexibles Bronchoskop, das es Ärzten ermöglicht, durch den Mund oder die Nase in die Atemwege einzudringen und eine detaillierte Sicht auf die Lunge zu erhalten.
2. **Bildqualität:** Fujinon ist bekannt für seine hochwertigen optischen Systeme. Das EB-530T bietet eine exzellente Bildqualität, die eine präzise Diagnose ermöglicht.
3. **Kanalgröße:** Das Bronchoskop verfügt über einen Arbeitskanal, der es ermöglicht, Instrumente wie Biopsiezangen oder Absauggeräte einzuführen, um Gewebeproben zu entnehmen oder Flüssigkeiten abzusaugen.
4. **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist so gestaltet, dass es eine einfache Handhabung und Kontrolle während des Eingriffs ermöglicht. Dies verbessert die Ergonomie für den Arzt und erhöht den Komfort für den Patienten.
5. **Anwendungsgebiete:** Es wird häufig zur Diagnose von Lungenerkrankungen, zur Durchführung von Biopsien und zur Behandlung von Atemwegserkrankungen eingesetzt.
6. **Kompatibilität:** Das EB-530T kann mit verschiedenen Endoskopie-Systemen von Fujinon verwendet werden,



was eine nahtlose Integration in bestehende medizinische Einrichtungen ermöglicht.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

