



## [FUJINON FUJI ED-530XT8 VIDEO-DUODENOSKOP - DEFEKT - ENTMANTELT](#)

SKU: BG082024-NV



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Fujinon ED-530XT8 ist ein hochmodernes Video-Duodenoskop, das in der gastrointestinalen Endoskopie verwendet wird. Es ist speziell für die Untersuchung des Zwölffingerdarms (Duodenum) und angrenzender Strukturen konzipiert.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

