



## [FUJINON FUJI EG-530FP VIDEO-GASTOSKOP](#)

**SKU:** BL082024-NV

Das Fujinon Fuji EG-530FP Video-Gastroskop bietet hochauflösende Bildgebung und hervorragende Flexibilität für präzise Diagnostik und sichere endoskopische Untersuchungen. Mit seiner fortschrittlichen Optik und ergonomischem Design unterstützt es eine effiziente und komfortable Patientenversorgung.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Fujinon EG-530FP ist ein hochmodernes Video-Gastroskop, das in der gastrointestinalen Endoskopie verwendet wird. Es ist speziell für die Untersuchung des oberen Gastrointestinaltrakts, einschließlich Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm, konzipiert. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des Fujinon EG-530FP:

1. **Hochauflösende Bildgebung:** Das Gastroskop bietet eine exzellente Bildqualität mit hoher Auflösung, was die Diagnose von Erkrankungen im oberen Verdauungstrakt erleichtert.
2. **Erweiterte Sichtbarkeit:** Mit einem breiten Sichtfeld und einer hohen Lichtleistung ermöglicht das EG-530FP eine umfassende Visualisierung der anatomischen Strukturen.
3. **Flexibilität und Manövrierbarkeit:** Die flexible Spitze des Gastroskops ermöglicht eine einfache Navigation durch den Verdauungstrakt, was besonders wichtig ist, um schwer zugängliche Bereiche zu erreichen.
4. **Ergonomisches Design:** Das Design des Geräts ist benutzerfreundlich und ergonomisch gestaltet, um die Handhabung während längerer Eingriffe zu erleichtern.
5. **Therapeutische Anwendungen:** Neben der Diagnostik kann das Gastroskop auch für therapeutische Verfahren eingesetzt werden, wie z.B. Biopsien oder die Entfernung von Polypen.
6. **Kompatibilität:** Das EG-530FP ist mit verschiedenen Fujinon-Bildverarbeitungssystemen kompatibel, was die Integration in bestehende Endoskopiesysteme erleichtert.
7. **Wasserabweisendes Design:** Das Gastroskop verfügt über ein wasserabweisendes Design, das die Reinigung



und Sterilisation nach dem Gebrauch erleichtert.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

