



[FUJINON FUJI EN-450T5 ENTEROSKOP](#)

SKU: BQ082024

5.000,00 € 4.680,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fujinon Fuji EN-450T5 ist ein Enteroskop, das in der Endoskopie verwendet wird, insbesondere zur Untersuchung des Dünndarms. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des Fujinon EN-450T5 Enteroskops:

Hauptmerkmale des Fujinon EN-450T5:

1. **Flexible Konstruktion:** Das Enteroskop ist so konzipiert, dass es eine hohe Flexibilität bietet, was die Navigation durch den Dünndarm erleichtert.
2. **Lange Reichweite:** Der EN-450T5 hat eine verlängerte Länge, die es ermöglicht, tiefere Bereiche des Dünndarms zu erreichen, was für Diagnosen und therapeutische Eingriffe wichtig ist.
3. **Hochwertige Bildgebung:** Das Endoskop bietet eine exzellente Bildqualität mit hoher Auflösung, was die Sichtbarkeit von Läsionen oder anderen Anomalien verbessert.
4. **Ergonomisches Design:** Das Design des Endoskops sorgt für eine einfache Handhabung und Kontrolle während des Eingriffs.
5. **Therapeutische Möglichkeiten:** Neben diagnostischen Anwendungen kann das Enteroskop auch für therapeutische Verfahren wie Biopsien oder die Entfernung von Polypen eingesetzt werden.



6. **Kompatibilität:** Der EN-450T5 ist mit verschiedenen Bildverarbeitungssystemen von Fujifilm kompatibel, was eine nahtlose Integration in bestehende endoskopische Arbeitsstationen ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

Das Fujinon EN-450T5 Enteroskop wird häufig in folgenden Bereichen eingesetzt:

- **Dünndarmuntersuchungen:** Zur Diagnose von Erkrankungen wie Morbus Crohn, Zöliakie oder Tumoren im Dünndarm.
- **Therapeutische Eingriffe:** Durchführung von Biopsien oder anderen therapeutischen Maßnahmen im Dünndarm.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

