



[FUJINON FUJI VP-4400 HD PROCESSOR,](#) [FUJINON XL-4400 HD LIGHT SOURCE,](#)

SKU: DB082024

~~4.300,00 €~~ **3.393,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Processor](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fujinon VP-4400 HD Processor und die Fujinon XL-4400 HD Light Source sind Komponenten, die häufig in der medizinischen Bildgebung, insbesondere in der Endoskopie, verwendet werden.

1. **Fujinon VP-4400 HD Processor:** Dieser Prozessor ist dafür verantwortlich, hochauflösende Bilder von Endoskopen zu verarbeiten. Er bietet Funktionen wie Bildverbesserung, Rauschunterdrückung und verschiedene Bildmodi, um die Sichtbarkeit und Klarheit der Bilder zu optimieren. Der Prozessor kann auch mit verschiedenen Endoskopen und Kamerasystemen kompatibel sein.
2. **Fujinon XL-4400 HD Light Source:** Diese Lichtquelle liefert das notwendige Licht für die Endoskopie. Sie ist darauf ausgelegt, eine gleichmäßige und helle Beleuchtung zu gewährleisten, um die Sicht auf das Untersuchungsgebiet zu verbessern. Die Lichtquelle kann oft an verschiedene Endoskope angepasst werden und bietet möglicherweise verschiedene Helligkeitsstufen oder Farbtemperaturen.

Beide Geräte sind entscheidend für die Durchführung präziser diagnostischer Verfahren in der Medizin.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

