



**FUJINON SU-7000 SYSTEM 7000**  
**ULTRASOUND ENDOSCOPY PROCESSOR**  
**CP-7000 TASTATUR**

SKU: Y072020

~~7.888,00 €~~ **6.600,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#), [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

SU-7000 ermöglicht die Integration von hochwertigem Ultraschall in die konventionelle Endoskopie in einem einzigen Gerät, was zu einem hochfunktionalen und kompakten System führt. Durch die Integration der Hochleistungsendoskopie von Fujinon in ein hochmodernes Ultraschallsystem können Ärzte den begrenzten Untersuchungsraum optimal nutzen, ohne die diagnostische und therapeutische Qualität zu beeinträchtigen. Das System bietet eine einfache Tastaturbedienung und eine komfortable Anzeige endoskopischer Video- und Ultraschallbilder mit der Bild-in-Bild-Anzeigefunktion.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



<b>Versand</b>	<p>Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie abweichende Versandmodalitäten wie z.B. Expressversand wünschen. Unser Angebot beinhaltet keine Erledigung von Zoll- und Einfuhrmodalitäten. Sie sind zu einer Besichtigung gerne willkommen</p>
<b>Zustand</b>	<p>Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand</p>
<b>Lieferumfang</b>	<p>Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.</p>



## GALLERIE

