



[FUJINON TURM VIDEOENTEROSKOPIE MIT DER DOPPEL-BALLON-METHODE](#)

SKU: FL022020-V

Fujinon Turm Videoenteroskopie mit der Doppel-Ballon-Methode ermöglicht eine hochauflösende, tiefgehende Untersuchung des Dünndarms durch den Einsatz zweier Ballons zur verbesserten Darmstabilisierung und -Navigation. Dieses innovative Endoskopiesystem bietet präzise Bildgebung und erleichtert diagnostische sowie therapeutische Eingriffe in schwer zugänglichen Darmabschnitten.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Fujinon Turm Videoenteroskopie-System** mit der innovativen **Doppel-Ballon-Methode** stellt eine hochmoderne Lösung für die endoskopische Untersuchung des Dünndarms dar. Diese fortschrittliche Technik ermöglicht eine tiefgehende und detaillierte Darstellung des gesamten Dünndarmtraktes, der mit herkömmlichen Endoskopen nur schwer zugänglich ist.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Videoqualität:** Das Fujinon-System liefert gestochen scharfe Bilder in Echtzeit, was eine präzise Diagnostik und gezielte Therapie erleichtert.
- **Doppel-Ballon-Technologie:** Durch den Einsatz von zwei aufblasbaren Ballons am Enteroskop und am Führungsrohr wird der Dünndarm segmentweise fixiert und entfaltet. Dies ermöglicht ein kontrolliertes und sicheres Vordringen des Endoskops tief in den Dünndarm.
- **Erhöhte Reichweite:** Die Kombination aus flexiblem Endoskop und Doppel-Ballon-System erlaubt den Zugang zu bisher schwer erreichbaren Darmabschnitten.
- **Minimalinvasive Untersuchung:** Die Methode ist schonend für den Patienten, reduziert das Risiko von Komplikationen und ermöglicht häufig ambulante Eingriffe.



- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Neben der Diagnostik von Dünndarmerkrankungen wie Blutungsquellen, Entzündungen, Tumoren oder Morbus Crohn eignet sich das System auch für therapeutische Interventionen wie Biopsien, Polypektomien oder Blutstillungen.

Anwendungsbereiche:

- Diagnostik von gastrointestinalen Blutungen unbekannter Ursache
- Abklärung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
- Erkennung und Behandlung von Dünndarmtumoren
- Kontrolle nach operativen Eingriffen im Dünndarm

Das Fujinon Turm Videoenteroskopie-System mit Doppel-Ballon-Methode ist ein unverzichtbares Instrument in der modernen gastroenterologischen Diagnostik und Therapie. Es kombiniert innovative Technik mit anwenderfreundlichem Design und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, umfassende Untersuchungen sicher und effizient durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

