



FUJINON TURM - VP-4400 HD PROCESSOR,
FUJINON XL-4400 HD LIGHT SOURCE,
BALLON CONTROLLER BP-20, TASTATUR
DK-4400, EN-450P 5/20 BALLON-
VIDEOENDOSKOP, CDL-1904A

SKU: Y112021

8.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800
86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79
03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 -
256

Fax. 0049 40 3 61 61 -
257



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

