



GANSHORN BODYSCOPE GA2002 + POWERCUBE BODY +PWC BODYBOX + LF8 SOFTWARE

SKU: D012025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Ganshorn BodyScope GA2002** in Kombination mit dem *PowerCube Body* und der *PwC Bodybox* bietet eine präzise und zuverlässige Messung der Lungenfunktion. Die integrierte LF8 Software ermöglicht eine benutzerfreundliche Auswertung und Dokumentation für effiziente Diagnostik und Therapieplanung.



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Ganshorn BodyScope GA2002** System in Kombination mit dem **PowerCube Body**, der **PwC Bodybox** und der **LF8 Software** stellt eine hochmoderne Lösung zur umfassenden Lungenfunktionsdiagnostik dar. Dieses System ist speziell für den Einsatz in der Pneumologie, Allergologie und in der klinischen Forschung konzipiert und bietet präzise Messungen bei der Analyse von Atemwegs- und Lungenerkrankungen.

Ganshorn BodyScope GA2002:

Der BodyScope GA2002 ist ein vielseitiges und zuverlässiges Gerät zur Durchführung von Bodyplethysmographie, Spirometrie und weiteren Lungenfunktionsmessungen. Es überzeugt durch eine intuitive Bedienung, eine hohe Messgenauigkeit sowie die Einhaltung aktueller ATS/ERS-Richtlinien, was exakte und reproduzierbare Ergebnisse ermöglicht.

PowerCube Body und PwC Bodybox:

Der PowerCube Body ist eine kompakte und robuste Einheit, die als Mess- und Steuerzentrale dient. Zusammen mit

der PwC Bodybox, einer präzisen Bodyplethysmographie-Kabine, ermöglicht das System eine genaue Bestimmung von Lungenvolumina, Atemwegswiderständen und anderen relevanten Parametern. Die Bodybox ist ergonomisch gestaltet und sorgt für hohen Patientenkomfort während der Untersuchung.

LF8 Software:

Die LF8 Software ist eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Anwendung zur Steuerung der Messgeräte sowie zur Auswertung und Dokumentation der Messergebnisse. Sie unterstützt verschiedene Lungenfunktionsprüfungen, bietet umfangreiche Analysefunktionen und ermöglicht die Erstellung aussagekräftiger Berichte. Die Software ist kompatibel mit gängigen Praxis- und Klinikmanagementsystemen und erleichtert so die Integration in bestehende Arbeitsabläufe.

Besondere Merkmale und Vorteile des Systems:

- Präzise Messungen der Lungenfunktion gemäß aktuellen medizinischen Standards
- Ergonomisches Design für hohe Patientenakzeptanz und einfachen Geräteaufbau
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Bodyplethysmographie, Spirometrie, Diffusionskapazität u.v.m.
- Intuitive und effiziente Bedienoberfläche der LF8 Software mit umfangreicher Auswertungsfunktion
- Nahtlose Integration in klinische und ambulante Arbeitsprozesse
- Umfassender Support und regelmäßige Software-Updates durch Ganshorn

Das Gesamtsystem aus **Ganshorn BodyScope GA2002**, **PowerCube Body**, **PwC Bodybox** und **LF8 Software** bietet eine ganzheitliche und zuverlässige Lösung zur Diagnostik und Verlaufsbeurteilung bei Atemwegserkrankungen. Es eignet sich ideal für Praxen, Kliniken und Forschungsinstitute, die Wert auf präzise, reproduzierbare und komfortable Lungenfunktionsmessungen legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

