



GCX MONITORTRÄGER MIT BEFESTIGUNGSPLATTE

SKU: AC102024

~~239,00 €~~ **140,40 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der GCX Monitorträger mit Befestigungsplatte ist ein vielseitiges Montagesystem, das häufig in medizinischen Einrichtungen, Büros oder anderen Umgebungen eingesetzt wird, in denen Bildschirme sicher und flexibel positioniert werden müssen. Diese Art von Monitorträger ermöglicht es, Monitore in verschiedenen Höhen und Winkeln zu justieren, um eine ergonomische Nutzung zu gewährleisten.

Hier sind einige Merkmale und Vorteile eines solchen Systems:

1. **Flexibilität:** Die meisten Modelle bieten eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, sodass der Monitor je nach Bedarf in der Höhe und im Winkel angepasst werden kann.
2. **Stabilität:** Die Befestigungsplatte sorgt dafür, dass der Monitor sicher an der Wand oder an einem anderen Trägersystem montiert ist.
3. **Platzersparnis:** Durch die Montage des Monitors an der Wand oder auf einem Trägersystem wird wertvoller Platz auf dem Schreibtisch oder in der Umgebung gespart.
4. **Ergonomie:** Eine korrekte Positionierung des Monitors kann helfen, Nacken- und Rückenschmerzen zu vermeiden, indem sie eine bessere Körperhaltung fördert.
5. **Einfache Installation:** Viele Systeme sind so konzipiert, dass sie einfach zu installieren sind und oft mit einer Anleitung geliefert werden.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

