



[GE 10L 10 L LINEAR SCHILDDRÜSE MAMMA](#)

SKU: AB012024-K

~~499,00 €~~ **350,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- geeignet, unter anderen für .GE Logiq & vivid Serie
- Frequency 3.5- 10 Mhz
- **Anwendung.** Schilddrüse, Mamma, Small Parts

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

3 kg



GALLERIE

