



## [GE 10L 10 L LINEAR SCHILDDRÜSE MAMMA](#)

SKU: AB012024-K

~~499,00 €~~ **350,00 €**



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- geeignet, unter anderen für .GE Logiq & vivid Serie
- Frequency 3.5- 10 Mhz
- **Anwendung.** Schoilddrüse, Mamma, Small Parts

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 3 kg



## GALLERIE

