



[GE 2007 VERSAMED iVENT 201](#)

SKU: J082025

GE 2007 VERSAMED iVENT 201 ist ein zuverlässiges und benutzerfreundliches Beatmungsgerät, das für den Einsatz in klinischen und häuslichen Umgebungen konzipiert wurde. Es bietet präzise Steuerung der Atemparameter zur Unterstützung der patientenspezifischen Beatmungstherapie.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

