



GE 3.5C KONVEX SONDE / PROBE / CURVED ARRAY TRANSDUCER

SKU: DX042020-01

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . GE 3.5C

Bezeichnung: Micro Convex 2.0- 5.0 MHz

Applikation: Abdomen Interkostal Herz

geeignet für folgende Modelle : Logiq 3, Logiq 7, Logiq 9; Logiq 400, Logiq A5, Logiq P5, , Vivid 7expert, Vivid 7Pro

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com



Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

