



GE 3S PHASED ARRAY 1.5- 2.5 MHZ ECHO KARDIO

SKU: R032016-01

geeignet, unter anderen für .GE Logiq & vivid Serie

Frequency 1.5- 2.5 Mhz

Anwendung. Kardio

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .GE Logiq & vivid Serie

Frequency 1.5- 2.5 Mhz

Anwendung. Kardio



Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

5 kg



GALLERIE

