



## GE 4D/3D RAB4-8P CONVEX PROBE ULTRASOUND TRANSDUCER

**SKU:** M072013-NV

Hersteller: GE

Modell : RAB4-8P

Applikation: 3D/4D ; Abdoman,

Geeignet für folgende Modelle:

Voluson 730 PRO, VOLUSON 730 Expert

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: GE

Modell : RAB4-8P

Applikation: Abdoman , Konvex 3D / 4 D



Geeignet für folgende Modelle:

Voluson 730 PRO, VOLUSON 730 Expert

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

